

cecotec

SURFACE PRECISION 970 SMART HEALTHY

Digitálna kúpeľňová váha



Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 69
2. Pred použitím 69
3. Prevádzka 69
4. Mobilná aplikácia 70
5. Varovné hlásenia 70
6. Čistenie a údržba 71
7. Technické špecifikácie 71
8. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 72
9. Záruka a technický servis 72
10. Autorské práva 72

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie; nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Prístroj aj obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat bez dozoru.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Zariadenie držte mimo dosahu elektromagnetických polí, napríklad mobilných telefónov, diaľkových ovládačov a pod. Presnosť merania tým môže byť ovplyvnená.
- Zariadenie udržiavajte ďalej od zdrojov tepla.
- Nepoužívajte ho vonku.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, vlhkosti, tekutinám ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Zariadenie udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od vody a iných kvapalín.
- Veľké výkyvy teplôt môžu spôsobiť kondenzáciu vody. V takom prípade počkajte, kým sa teplota zariadenia nevráti na izbovú teplotu, a až potom ho používajte.
- Výrobok nepúšťajte na zem ani neskáčte po vážiacej ploche.
- Nestúpajte na váhu s mokrými nohami a uistite sa, že vážiaca plocha aj podlaha sú suché.
- Nestúpajte na okraje váhy.
- Na čistenie nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky, mohli by poškodiť povrch.

HEALTHY

SURFACE PRECISION 970 SMART

- Táto váha je určená na meranie telesnej hmotnosti, analýzu podielu vody a tuku v tele, svalovej hmoty, telesného veku, viscerálneho tuku, metabolizmu, fyzickej kondície a na výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI).
- Funkcia BMI je vhodná na určenie ideálnej hmotnosti u dospelých osôb (18+). 29
- Výsledky sú vždy iba orientačné. Nepoužívajte ich ako základ pre akýkoľvek typ liečby alebo diéty; ak máte pochybnosti, obráťte sa na odborníka.
- Analýza tela nie je vhodná pre:
 - A. Osoby mladšie ako 10 rokov a staršie ako 70 rokov.
 - B. Osoby s kardiostimulátorom alebo akýmkoľvek iným zdravotníckym implantátom s elektronickou súčasťou.
 - C. Osoby so symptómami horúčky, opuchu alebo osteoporózy.
 - D. Osoby podstupujúce dialyzačnú liečbu.
 - E. Osoby užívajúce lieky na kardiovaskulárne ťažkosti.
 - F. Tehotné ženy.
- Váha má maximálnu nosnosť 180 kg.

Pokyny na používanie batérií

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Pri prehltnutí môže dôjsť k poraneniu. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k vytečeniu batérií. Ak batérie vytečú, nedotýkajte sa kvapaliny. Ak sa táto tekutina dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa tekutina dostane do kontaktu s očami, okamžite ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a ihneď ju zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

HEALTHY

SURFACE PRECISION 970 SMART

- Pred vloženíím batérií sa uistite, že kontakty vo vnútri prístroja, ktoré sa ich dotýkajú, sú čisté. V prípade potreby ich vyčistite.
 - Používajte iba typ batérií uvedený v technických špecifikáciách.
-
- Vždy vymeňte všetky batérie naraz. Nekombinujte batérie rôznych typov ani kapacít.
 - Pri výmene dodržte správnu polaritu (+/-).
 - Batérie zo zariadenia vyberte, ak sú vybité alebo ak výrobok nebudete istý čas používať.
 - Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa ani skracovať.

1. ČÁSTI A ZLOŽENIE

Obr. 1.

1. Displej
2. Senzor ľavého chodidla 69
3. Senzor pravého chodidla
4. Vysoko presné senzory
5. Kryt batérie
6. Zvinovací meter

POZNÁMKA:

Obrázky v tomto návode sú len schematické a nemusia sa presne zhodovať so zobrazením na spotrebiči.

2. PRED POUŽITÍM

- Vyberte príslušenstvo z krabice. Starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené. Ak spozorujete akékoľvek viditeľné poškodenie, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec.
- Zo spodnej časti zariadenia vyberte ochranný pásik z priestoru na batérie, aby sa aktivovali. Ochranný pásik slúži na bezpečnú prepravu.

Doplňujúce informácie

- Váženie by sa malo vykonávať bez oblečenia a naboso.
- Odporúča sa vážiť sa vždy v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.
- Namerané hodnoty môžu ovplyvniť váženie bezprostredne po športovaní, nedostatočný príjem tekutín alebo ak ste počas dňa jedli málo.
- Meranie telesného tuku, obsahu vody v tele a svalovej hmoty je možné iba naboso so suchými chodidlami.
- Váha reaguje od minimálne 5 kg a hmotnosť zaokrúhľuje na najbližších 100 g.
- Aby vážiaca plocha správne fungovala, musí byť čistá.

3. PREVÁDZKA

Program Normal

- Umiestnite zariadenie na pevný, suchý a rovný povrch (vyhnite sa kobercom). Nerovná podlaha môže spôsobiť nepresné výsledky váženia.
- Stúpte na váhu, aby sa aktivoval displej. SURFACE PRECISION 970 SMART HEALTHY

ČEŠTINA

- Počkajte, kým váha zobrazí „0.0“ (kg/lb/st).
- Skôr než na váhu vstúpite, zvolte jednotku hmotnosti: kg, lb alebo st. Pozrite si časť o nastavení jednotiek.
- Postavte sa na váhu a prístroj začne merať hmotnosť.
- Po vypočítaní hmotnosti budú čísla na displeji blikať. Teraz môžete z váhy zísť.
- Zariadenie sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne.

Funkcia BabyWeight

- Táto funkcia slúži na priame a presné zobrazenie hmotnosti najmenších členov domácnosti.
- V aplikácii môžete funkciu zobrazíť, aktivovať a sledovať vývoj hmotnosti. (pozrite mobilnú aplikáciu).
- Hodí sa aj na váženie domácich miláčikov a batožiny.

4. MOBILNÁ APLIKÁCIA



Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Surface Precision, alebo ju vyhľadajte v Google Play, App Store či v iných obchodoch s aplikáciami tretích strán. Otvorte aplikáciu a podľa pokynov váhu spárujte a používajte.

5. VAROVNÉ HLÁSENIA

Na displeji sa môžu zobrazíť nasledujúce hlásenia:

Displej	Význam
Lo	Batérie vo váhe sú vybité. Vložte nové batérie (pozrite časť Výmena batérií).
Err	Váha nedokáže odvážiť, pretože prekračuje povolený limit 180 kg.
C	Počas váženia došlo k chybe. Zostúpte z váhy a znovu sa na ňu postavte, aby ste postup zopakovali.

Možné problémy

Chyba	Možný význam
Telesný tuk obsahuje len malé množstvo vody.	Telesný tuk obsahuje len malé množstvo vody. To znamená, že u ľudí s vyšším podielom telesného tuku môže byť hodnota vody v tele nižšia než orientačné údaje. Naopak u športovcov bývajú orientačné hodnoty vyššie, keďže majú menej tuku a viac svalovej hmoty.
Nesprávne váženie.	Váha je umiestnená na nerovnom povrchu (napríklad na koberci). Ak prístroj položíte na povrch, ktorý nie je rovný, môže vážiť nepresne alebo zobrazovať nereálne hodnoty.
	Nepodarilo sa vypočítať telesný tuk ani obsah vody. Chodidlá musia byť správne položené na senzorovej ploche – naboso a suché.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných tekutín. Počas čistenia nedovoľte, aby sa do prístroja dostal akýkoľvek typ tekutiny.
- Na čistenie váhy nikdy nepoužívajte žieravé ani abrazívne prípravky – mohli by poškodiť povrch.
- Vonkajšiu časť prístroja čistite jemnou navlhčenou handričkou a v prípade potreby použite šetrný čistiaci prostriedok.
- Keď prístroj nepoužívate, uchovávajte ho na suchom a bezpečnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mimo dosahu detí.

Ako vymeniť batérie:

- Otvorte priestor na batérie na spodnej strane zariadenia.
- Vyberte vybité batérie.
- Vložte 4 batérie typu AAA 1,5 V. Dávajte pozor na správnu polaritu.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 04404

Názov produktu: Surface Precision 970 Smart Healthy

Maximálna povolená hmotnosť: 180 kg

Napájanie: 4× batéria AAA, 1,5 V DC

Merná jednotka: kilogram (kg) / stone (st) / libra (lb)

Používatelia: 8

Funkcie: 10

Frekvenčné pásmo Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade. Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nezuhu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už čiastočne alebo v celku, reprodukováný, ukladaný do systému na vyhľadávanie, prenášaný ani šírený žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Španielsko

RP01230725